

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

En relación al artículo: **CUBO PE BLANCO GRADUADO CON PICO, 17 L**

Referencia: **BTB029**

Distribuido por: **AUXILAB, S.L.**

Se establece su: **IDONEIDAD PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS**

DIRECTIVA 2007/19/EC-REG. 1935/2004/EC y REG. 10/2011 (ANEXO IV)

De conformidad con las “normas de higiene de embalajes, cajas, e instrumentos destinados al contacto con alimentos” establecidas por la Directiva 2007/19/EC en aplicación del Reglamento 1935/2004/EC y el Reglamento 10/2011 (Anexo IV), que establece “las normas básicas para la verificación de la migración de los componentes de la materia prima plástica”, declaramos que para la fabricación del artículo en cuestión se ha empleado:

- LDPE

De conformidad con las normas señaladas anteriormente.

Durante la fabricación del envase no se han utilizado lubricantes minerales peligrosos.

Los envases destinados al contacto con alimentos están declarados como tales.

La responsabilidad y verificación del cumplimiento de la conformidad declarada corresponde al usuario del embalaje.

LIMITES DE METALES PESADOS

Confirmamos que los metales pesados presentes en la materia prima empleada en la producción de los envases referidos es inferior a 1 ppm, de conformidad con la Directiva 94/62/ C.E.E. y la legislación Americana CONEG.

NORMAS DE HIGIENE HACCP – REG. CE 852/04 y REG. CE 178/2002

Garantizamos la higiene del embalaje y declaramos la ausencia de cuerpos extraños en los envases, conservados en nuestros almacenes en pallets y cajones metálicos, envueltos en film de PE, o en cajas de cartón.

Los envases, en su parte interna, mantienen la limpieza existente al inicio de la producción.

Así mismo se encuentra protegidos del exterior ya que se almacenan en ambiente cerrado y protegido.

Beriáin a 16 de Marzo de 2018

CONFORMITY CERTIFICATE

With regard the item: **Bucket white w/spout PE graduated, 17 liters**

Code: **BTB029**

Distributed by: **AUXILAB, S.L.**

It is established his: **SUITABILITY TO THE CONTACT WITH FOOD**

DIRECTIVE 2007/19/EC-REG. 1935/2004/EC and REG. 10/2011 (ANNEX IV)

Regarding “the hygienic regulations of packing, boxes, tools intended to be in contact with foods” and according to the Directive 2007/19/EC, implementation of Regulation 1935/2004/EC and Regulation (EU) 10/2011 (Annex IV), that gives basic rules for the verification of the migration of the components of the plastic raw material, we declare that for the production of the container in subject is used:

- LDPE

In conformity with the above indicated laws.

Please note that during the production of containers, dangerous mineral lubricating substances are not used.

The containers intended for contact with food are declared as such on the invoice.

We also remind that the responsibility and check of the compliance of the containers with the standards of the Ministerial decree, remain the responsibility of the user of the package.

LIMITS FOR HEAVY METALS

Referring to D.L. 22 dated 5.2.97, we confirm that the heavy metals in the raw material used for the production of the containers present in our catalogue is lower than 1 ppm in conformity with 94/62 C.E.E. law and American CONEG legislation.

HYGIENIC LAWS OF HACCP – REG. CE 852/04 and REG. CE 178/2002

We paid attention to guarantee the hygiene of packing and we declare there are no foreign bodies in the containers we show in our catalogue and they are stocked in the warehouse on pallets and metal crates, rolled up by a PE film, or in closed cardboard boxes.

However the goods, in their internal part, keep the cleanliness existing at the beginning of the production.

On the other side they have also an external protection because they are stocked in closed and protected environment.

Beriain the 16th of March of 2018