

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY  
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

**Descripción | Description | Description:** Tapón con precinto, Stopper with seal, Bouchon scellé DIN28  
**Referencia | Code | Référence:** CGL011  
**Nº lote | Bach No | Numéro du lot:** 4811/17

**Muestreo según norma | Sampling according to:** MIL: STD. 105 E  
**Unidades lote | Units per batch:** 48.000  
**Unidades muestreadas | Units sampled:** 500  
**Nº de bultos | Packages nº:** 24  
**Nº de bultos muestreados | Packages sampled nº:** 5

NIVEL INSPECCIÓN INSPECTION LEVEL	TIPO DE MUESTREO SAMPLE TYPE	Nivel hallado Level found	Nivel establecido Established level
<b>A.Q.L. CRÍTICOS</b> CRITICAL A.Q.L. Color erróneo / Wrong color Rotura parcial o total del tapón / Partital o total roture cap Deformaciones graves del cierre / Severe deformations of closure Falta de precinto o rotura del mismo / Lack or break of the seal Deformaciones de la rosca que impide roscar Thread deformations that impede to thread	0.00%	N.C.A	0.20%
<b>A.Q.L. GRAVES</b> SEVERE A.Q.L. Rebabas exteriores obstensibles / Evident external burrs Residuos en la superficie (motas, pelos...) Surface residues (speck, hair...) Rosca ligeramente deformada que no impida rosacar Thread slightly deformed that do not impide to thread	0.60%	N.C.A	2.50%
<b>A.Q.L. SECUNDARIOS</b> SECUNDARY A.Q.L. Motas de polvo ambiental / Speck dust ambiental Pequeñas desviaciones de color Color small desviations Rebabas sobresalientes del punto de inyección Burns protruding from point injection	2.60%	N.C.A	4.00%

**Fecha | Date | Date:** 16/02/2018

**Sello | Stamp | Timbre:**

