

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

En relación al artículo: **PIPETAS 2 AFOROS CLASE A CON BULBO**


Por el presente documento declaramos que las características, medidas y precisión de los productos abajo indicados están en conformidad con la norma ISO 648

El error máximo permitido en la capacidad cumple con los valores especificados en la norma ISO 648

Temperatura estándar de referencia: 20°C

Referencia	Volumen nominal	Error máx. permitido
DJP002	2 mL	+/- 0.010 mL

Beriain, el 9 septiembre 2016

 **AUXILAB, S. L.**
N.I.F. ESB 31072218
MATERIAL PARA LABORATORIO
Políg. Morea Norte, Calle D N 6 · Tel. 34-948 310513
31191 BERIAIN-NAVARRA (ESPAÑA)