



BARIL AVEC ROBINET

Référence **CLB002, CLB003 et CLB004**

- Fabriqués en verre borosilicaté
- Avec couvercle et robinet interchangeables
- Tubulaire au fond



Référence	CLB002	CLB003	CLB004
Ground	29/32	29/32	29/32
Volume	5 L	10 L	20 L
Ø couvercle (mm)	100 mm	127 mm	160 mm



COUVERCLE POUR BARIL

Référence **CLB006 et CLB017**

Code	Description
CLB006	Couvercle pour baril 5 L
CLB017	Couvercle pour baril 10 L