



Dispensador de portaobjetos

Ref. - BPG012

El dispensador de portaobjetos Nahita ha sido específicamente desarrollado para que usted pueda almacenar y mantener sus portaobjetos de manera sencilla y eficaz.

Gracias a este pequeño aparato usted podrá retirar los portas fácilmente rotando las ruedecillas que se encuentran en sus extremos, obteniendo así un porta libre de polvo y huellas. Con una capacidad de hasta 80 portaobjetos -dependiendo de su grosor-, el dispensador tiene una cubierta transparente que le permitirá saber en todo momento la cantidad de portas disponible.



Especificaciones técnicas

Referencia	BPG012
Capacidad	80 portaobjetos estándar
Medidas	120x100x165 mm
Material	Plástico ABS