

TIJERAS DE CIRUGÍA

Le ofrecemos una amplia variedad de tijeras de cirugía disponibles en distintos tamaños, con puntas rectas o curvas, y con hojas romas o agudas, para adaptarse a todas las necesidades. Fabricadas en acero inoxidable resistente a la corrosión cuando se exponen a sangre, líquidos corporales o soluciones de limpieza, pueden ser sometidas repetidas veces a limpieza por ultrasonidos o esterilización en autoclave.



Tijeras de cirugía rectas

1 | Tijeras de uso general como el corte de apósitos y material de sutura.

Referencia	Longitud	Modelo
62112112	115 mm	Aguda – Aguda
62112132	125 mm	Aguda – Roma
62112114	140 mm	Aguda – Aguda
62112134	140 mm	Aguda – Roma
62112154	140 mm	Roma – Roma
62112116	160 mm	Aguda – Aguda
62112136	160 mm	Aguda – Roma
62112156	160 mm	Roma – Roma
62112118	180 mm	Aguda – Aguda
62112158	180 mm	Roma – Roma



Tijeras de cirugía curvas

1 | Resultan ideales para el corte y disección de tejidos.

Referencia	Longitud	Modelo
62112212	125 mm	Aguda – Aguda
62112232	125 mm	Aguda – Roma
62112252	125 mm	Roma – Roma
62112214	140 mm	Aguda – Aguda
62112234	130 mm	Aguda – Roma
62112254	140 mm	Roma – Roma
62112216	160 mm	Aguda – Aguda
62112236	160 mm	Aguda – Roma
62112256	160 mm	Roma – Roma



Tijeras Mayo

- 1 | Tijera fuerte caracterizada por su articulación fija y muy resistente.
- 2 | La punta con hojas agudas puede ser recta o curva.
- 3 | Ideal para cortar suturas, sondas, etc., además de tejidos que no se pueden seccionar con tijeras más delicadas.

Referencia	Longitud	Modelo
62151114	140 mm	Recta
62151116	160 mm	Recta
62151214	140 mm	Curva
62151216	160 mm	Curva



Tijeras Littauer

- 1 | Diseñadas especialmente para el corte de suturas en la piel.
- 2 | Hoja en forma de gancho diseñada para deslizarse fácilmente por debajo de la sutura y para evitar que ésta resbale por la punta de la hoja mientras se realiza el corte.

Referencia	Longitud	Modelo
62163114	140 mm	Recta, 28 mm
62163124	140 mm	Recta, 40 mm