



MBL - Peras y tetinas

► Tetina de látex

1| Compatibilidad química: Buena resistencia a ácidos y bases diluidas, alcoholes y glicoles. Pobre resistencia a la radiación UV. Absolutamente incompatible con aceites minerales, vegetales y animales, hidrocarburos alifáticos, aromáticos y clorados, solventes orgánicos (excepto acetona)

2| Desinfección: Lavar con jabón neutro y enjuagar con abundante agua.

3| Advertencias: Evitar la exposición a la luz solar y cuando el producto no esté en uso no almacenarlo bajo tensión y/o deformación mecánica permanente .

4| Condiciones de almacenamiento: El producto debe ser almacenado en su envase original y siempre mantenerlo seco. Si el producto es suministrado en pallet se sugiere una inspección regular. El área de almacenamiento debe estar limpia y seca. Nunca exponga el producto a la luz solar.

La temperatura de almacenamiento óptima es entre 10°C y 30°C y la humedad relativa entre 20% y 80%. Evite el almacenamiento prolongado a temperatura extrema. No exceda los siguientes límites: -10°C / +40°C.



Referencia	Diámetro	Longitud	Altura	Capacidad	Peso
MBL012	5 mm	45±5 mm	4,5 mm	2 mL	1,6 g

Especificaciones técnicas

Descripción	Tetina para pipetas Pasteur
Materia prima	Látex natural
Color	Amarillo pálido - Rojo
Gravedad específica (g/cm3)	0.98 ±0.02
Dureza (Shore)	40 ±5
Elongación hasta ruptura	n/a
Resistencia a la tracción	n/a
Resistencia al desgarro	n/a
Temperatura de operación	-40 / 80°C