



Compteurs de paillasse

Réf. KDD012, KDD013

pH-mètre

Réf. KDD012

- Equipé d'une électrode combinée pH 3 en 1 avec sonde de température intégrée.
- Ecran LCD haute résolution de 7" avec rétro-éclairage blanc
- Calibrage automatique, mesure ATC, réglage des paramètres
- Indication automatique de la stabilité de la lecture, indication de l'étalonnage
- Stockage des données 450 lectures
- Equipé d'un support de sonde flexible et de solutions pH standard (pH 4.00/7.00/10.01, 50 ml).
- Exportation des données Mémoire flash/imprimante sans fil (imprimante en option)
- Classe de protection IP54



Référence	KDD012
Modèle	DPH100
Électrode	D201T, plastique non rechargeable
Paramètres	pH/mV (ORP) / °C
pH	
Plage de mesure	-2.00 – 20.00 pH
Résolution	0.01 pH
Précision	±0.01 pH±1 chiffre
Compensation temp.	0.0-100.0 °C / 32.0-212.0 °F
Etalonnage	1 - 3 points (USA/NIST/CN)
mV	
Plage de mesure	-1999 – 1.999 mV
Résolution	1 mV
Précision	±0.1% F.S±1 chiffre
Température	
Plage de mesure	0.0-100.0 °C / 32.0-212.0 °F
Précision	±0.2 °C
Alimentation électrique	DC 12V




Compteurs de paillasse

Réf. KDD012, KDD013

pH-mètre avec agitation et écran tactile

Réf. KDD013

- Équipé d'une électrode de pH et d'une sonde de température indépendante
- Écran tactile LCD haute résolution de 7" pour une utilisation aisée
- Etalonnage automatique, mesure ATC, chronométrage, enregistrement des données, réglage des paramètres, etc.
- Etalonnage de 1 à 5 points pour le mode pH
- Stockage des données 500 lectures/paramètre
- Équipé d'un support de sonde flexible, d'un agitateur magnétique et de solutions étalons de pH (pH 4.00/7.00/10.01, 50 mL)
- Exportation des données Mémoire flash/ PC (via logiciel)/ imprimante sans fil (imprimante en option)
- Classe de protection IP54



Référence	KDD013
Modèle	DPH100T
Électrode	D201G, verre rechargeable
Paramètres	DTEMP-01, acier inoxydable
Référence	pH/mV (ORP)/°C
pH	
Plage de mesure	-2.00 – 20.00 pH
Résolution	0.01/0.001 pH
Précision	±0.002 pH ±1 chiffre
Compensation temp.	0.0-100.0 °C/32.0-212.0 °F
Etalonnage	1 – 5 points (USA/NIST/CN)
mV	
Plage de mesure	-1999.9 – 1.999.9 mV
Résolution	0.1 mV
Précision	±0.03% F.S ±1 chiffre
Température	
Plage de mesure	0.0-100.0 °C / 32.0-212.0 °F
Précision	±0.2 °C
Alimentation électrique	DC 12V